

Flamigel®

jedinečná péče o rány

Prevence vzniku postradiačních reakcí na kůži



- díky preventivnímu ošetření Flamigelem nevzniknou při radioterapii nežádoucí mokvající reakce na kůži
- Flamigel je možné používat celý den v průběhu radioterapie i bezprostředně před ní
- Flamigel nesnižuje účinky ozařování



Flamigel CZ
www.flamigel.cz



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o., Knínická 1577, 664 34 Kuřim
tel: 541 422 070, fax: 541 422 071
e-mail: info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

Flamigel je hydroaktivní koloidní gel k léčbě ran, podporuje rychlé hojení pokožky tím, že ránu zakryje a vytvoří optimální vlhké prostředí. Flamigel se používá po laserové terapii na povrchové popáleniny (včetně popálenin způsobených radioterapií), lze použít i před radioterapií preventivně, dále na drobné rány (například škrábance a říznutí) a solární popáleniny. Lze jej také použít na povrchové otevřené rány a povrchové proleženiny.

Způsob použití:

Postradiační rány

- preventivní ošetření – používejte Flamigel 3 x denně
- pokud je kůže mírně načervenalá – používejte Flamigel 5 x denně
- pokud je pokožka silně načervenalá – mažte Flamigel každé 3 hodiny
- pokud se na kůži objevují šupinky – používejte Flamigel po hodině

Povrchové popáleniny a popáleniny způsobené sluncem

Opatrně rozetřete Flamigel na postižené místo a nechte působit k zajištění chladivého a uklidňujícího účinku. Nevrtějte do kůže. Aplikujte 1 – 2 x denně, v případě popálení sluncem 2 – 6x denně.

Otevřené rány a popáleniny

1. Vymyjte a vyčistěte ránu.
2. Ránu vysušte pomocí sterilního tampónu.
3. Naneste silnou vrstvu Flamigelu (3 – 5 mm) na ránu, snažte se vyhnout okolí rány. V případě hluboké rány vyplňte zhruba 2/3 objemu rány Flamigelem.
4. Překryjte mastným tylem a převažte obvazem nebo překryjte transparentní polyuretanovou fólií.
5. Zachovejte Flamigel na místě co nejdéle, dokud struktura gelu zůstává neporušená.

Popáleniny/odřeniny, řezné rány a pořezání:

Krytí obnovujte každých 24 hodin.

Proleženiny

Rány černé a žluté převazujte každých 24 až 48 hodin.

Rány červené převazujte každé 2 až 3 dny.

Flamigel je k dostání v lékárnách a v distribuci společností Pharmos, a.s., Alliance Healthcare s. r. o. a ViaPharma s. r. o.